

層析儀用自動注射器 Chromatography Autosampler

液相層析儀自動注射器 HPLC Autosampler



- 型號：HT-300L
- 樣品數量：110 個 (2 ml 或 2.5 ml)
- 注射針容量：1 ul、10 ul、25 ul、50 ul、100 ul 或 500 ul
- 清洗體積：最少可達 0.1 ul
- 清洗次數：可設定達 15 次
- 以樣品清洗注射針模式：可選擇排至廢液瓶或定量管
- 針筒充滿速度：可設定從 0.1 ~ 100 ul/sec
- 注射速度：可設定從 0.1 ~ 100 ul/sec
- 分析時間：可達 23 小時 59 分鐘
- 安裝彈性：可與任何廠牌之 HPLC 系統相連接

氣相層析儀自動注射器 GC Autosampler



- 型號：HT-300A
- 樣品數量：110 個 (2 ml 或 2.5 ml)
- 注射針容量：1 ul、10 ul、25 ul、50 ul 或 100 ul
- 注射體積：最少可達 0.1 ul
- 注射速度：可設定從 0.1 ~ 100 ul/sec
- 注射針清洗次數：可設定達 15 次
- 注射位置：A 及 B 雙注入口，可設定注射 A 或 B 注入口
- 分析時間：可達 23 小時 59 分鐘
- 安裝彈性：可與下列廠牌型號之 GC 系統相連接

Agilent/HP	4890、5890、6850A、6890
Carlo Erba	5300Mega、8000、8000Top、8500Mega2
Chemito	1000
Chrompack	CP9001、CP9002
Dani	8610、8500
Donam	DS6200
Kristallux	4000M
Perkin Elmer	XL
Shimadzu	GC-14A/B/C、GC-17A、GC-2010、GC-2014、QP-2010
Trace	SX
Varian	3300、3400、3800、3900

層析儀用自動注射器 Chromatography Autosampler

頂樣空間取樣自動注射器 HeadSpace Autosampler



型號：HT-200H

樣品數量：40 個 (10 ml 或 20 ml)

注射針容量：可選擇 2.5 ml, 或 5 ml

注射體積：最少可達 0.01 ml

注射速度：可設定從 0.1 ~ 100 ml/min

分析時間：可達 23 小時 59 分鐘

注射針溫度：可設定從 40 ~ 170°C

樣品加熱烘箱：1. 可放 6 個樣品瓶

2. 溫度可設定從 40 ~ 150°C

3. 加熱時間可設定從 0 ~ 23hr59min

4. 震盪時間可設定從 0 ~ 99 min

安裝彈性：可與下列廠牌之 GC 系統相連接

Agilent/HP、Carlo Erba、Chemito、

Chrompack、Dani、Donam、Gow Mac、

Kristallux、Meta Chrom、Perkin Elmer、

Shimadzu、SRI、Trace、Varian、Younglin

GC / HeadSpace 兩用型自動注射器 HeadSpace and GC Autosampler



型號：HT-250D

HeadSpace 規格：請參考 HT-200H

GC 規格：請參考 HT-300A

安裝彈性：可與下列廠牌型號之 GC 系統相連接

Agilent/HP	4890、5890、6850A、6890
Carlo Erba	5300Mega、8000、8000Top、8500Mega2
Chemito	1000
Chrompack	CP9001、CP9002
Dani	8610、8500
Donam	DS6200
Kristallux	4000M
Perkin Elmer	XL
Shimadzu	GC-14A/B/C、GC-17A、GC-2010、GC-2014、QP-2010
Trace	SX
Varian	3300、3400、3800、3900