

# 分液收集器 Fraction Collector

## FC-16 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。  
HPLC、MPLC 成份簡易收集。  
動物實驗之液體收集。

- 收集管數：16 支
- 試管最大容量：100ml
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

## FC-30 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。  
HPLC、MPLC 成份簡易收集。  
動物實驗之液體收集。

- 收集管數：30 處
- 每處最大容量：外接容器，收集量無限
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

## FC-40 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。  
HPLC、MPLC 成份簡易收集。  
動物實驗之液體收集。

- 收集管數：40 支
- 試管最大容量：50ml
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

# 分液收集器 Fraction Collector

## FC-100 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。  
HPLC、MPLC 成份簡易收集。  
動物實驗之液體收集。

- 收集管數：100 支
- 試管最大容量：12ml
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

## FC-100A 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。  
HPLC、MPLC 成份簡易收集。  
動物實驗之液體收集。

- 收集管數：100 支
- 試管最大容量：12ml
- 收集方式：時間、滴數
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 定滴範圍：1 滴 ~ 9999 滴
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

## FC-160A 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。  
HPLC、MPLC 成份簡易收集。  
動物實驗之液體收集。

- 收集管數：160 支
- 試管最大容量：5ml
- 收集方式：時間、滴數
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 定滴範圍：1 滴 ~ 9999 滴
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

# 分液收集器 Fraction Collector

## FC-500AS 分液收集器 FRACTION COLLECTOR



液相層析儀用 高壓/中壓/低壓/蛋白質分離

- 收集管數：100 支
- 試管最大容量：12ml
- 收集方式：時間、滴數、訊號
- 定時範圍：1 秒 ~ 999 小時 59 分 59 秒
- 定滴範圍：1 滴 ~ 9999 滴
- 收集訊號：0 ~ 100mv
- 試管盤架：方型設計含廢液槽、自由組合，可以選配
- 特點：液晶螢幕顯示，懸掛式 X - Y 軸設計


## CHF-100SA 分液收集器 FRACTION COLLECTOR



液相層析儀用 高壓/中壓/低壓/蛋白質分離

- 收集數：100 支，直徑 12~15mm，高 90~120mm
- 收集方式：時間、訊號、滴數、體積
- 層析收集：波峰式、視窗式
- 特點：微電腦控制，可選用各式收集架
- 適用：4ml 微量管及 Microtiter plate
- 選購：3-Way Drain Valve

## CHF-121SA 分液收集器 FRACTION COLLECTOR



液相層析儀用 高壓/中壓/低壓/蛋白質分離

- 收集數：120 支，直徑 12~18mm，高 90~180mm
- 收集方式：時間、訊號、滴數、體積
- 層析收集：多樣波峰式、視窗式
- 特點：微電腦控制，可以隨意設定收集位置
- 適用：4ml 微量管 - 10 公升大樣品瓶
- 選購：3-Way Drain Valve