

電子天平 Electronic Balance

FA / JA 系列電子天平

- 自動故障檢測功能，RS-232C 輸出
- 多種重量單位轉換
- 自動歸零功能，全新獨特外型
- STN 寬視角背光液晶顯示，具有優越性能



型號	FA-1104	FA-2104	JA-1103	JA-2103	JA-3103	JA-5103	JA-10003
最大秤量	110g	210g	110g	210g	310g	510g	1000g
精度 (g)	0.0001g	0.0001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g
秤盤尺寸	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm	Φ110mm	Φ110mm

SL 系列電子天平

- 全新獨特外型，LED 顯示
- 多種重量單位轉換、計數功能
- 可選購 RS-232C 輸出接口



型號	SL-102	SL-202	SL-302	SL-502	SL-602	SL-1002	SL-2002
最大秤量	100g	200g	300g	500g	600g	1000g	2000g
精度 (g)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
秤盤尺寸	Φ110mm	Φ110mm	Φ110mm	Φ128mm	Φ128mm	Φ165mm	Φ165mm

JY 系列電子天平

- 流線型外觀，STN 寬視角液晶顯示
- 交直流兩用便於攜帶
- 多種重量單位轉換、計算功能
- 可選購 RS-232C 輸出接口



型號	JY-3001	JY-6001	JY-10001	JY-12001
最大秤量	300g	600g	1000g	1200g
精度 (g)	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g
秤盤尺寸	Φ110mm	Φ110mm	Φ128mm	Φ128mm