


溶劑過濾器組 HPLC Filtration System



溶劑過濾器組

溶劑過濾器組是爲了溶劑快速過濾及除氣而設計，適用於液相層析中的移動相溶劑的過濾及除氣，可以延長儀器和層析管柱的使用壽命、提高檢測精度，應用在重量分析、微量分析、膠體分離及無菌實驗中。

FS-10/ FS-20 (三角錐形瓶集液方式)



FS-10(20)包含：

- 濾杯(300ml)
- 磨砂過濾頭
- 鋁夾
- 三角錐形瓶 (1000ml 或 2000ml)

FS-01 (內置燒杯集液方式)



FS-01 包含：

- 濾杯(300ml)
- 矽膠塞過濾頭
- 鋁夾
- 玻璃外罩
- 抽氣密合底座。