

Waterproof ExStik® pH Meter
防水式酸鹼度測試儀

產品特色：

首創平面式電極可測量液態、半固態及固態的酸鹼。

- 電極測值偏移老化自動偵測告知(出現 RENEW)。
- 電極測值偏移自動偵測提醒(出現 CAL)。
- 讀數穩定時，螢幕會將數據穩定顯示。
- 1,2,3 點式校正功能並於顯示幕標示。
- 溫度自動補償並同顯示。
- 數據記憶 HOLD 裝置。
- 10 分鐘自動關功能。
- 電力不足顯示功能。
- 防水漂浮功能 IP57。
- °C · °F 功能選擇。
- 方便攜帶吊帶環。
- 可分離式電池盒。
- 可更換式電極。
- 15 組記憶功能。
- 多樣化測試能力。

(皮膚 · 麵糰 · 紙張 · 微量 · 布匹 · 奶酪等均可測)

**PH100**

Flat surface
electrode

規 格	
測 試 範 圍	0.00 to 14.00pH
溫 度 範 圍	-5.0 to 90.0°C (23.0 to 194°F)
解 析 度	0.01pH, 0.1°C
精 確 度	±0.01pH, ±1°C / ±1.8°F
電 源	4 顆 CR2032 鋰電池
尺 寸	36 × 173 × 41mm
重 量	110g