

恆溫循環控制器 Peltier Temperature Controller

ChromTech® 恆溫循環控制器特點：

- 備有樣品比色液槽預熱(或冷卻)裝置。
- 運用半導體晶片加熱及冷凝。
- 雙排四位 LED 顯示溫度設定值和的實際溫度值。
- 具有循環液體的回收及儲存容器避免液體的外流。



AC-1 加熱/冷卻循環控制器



AP-2 加熱/冷卻循環控制器

恆溫循環控制器規格：

型號	AC-1	AC-2
溫度控制範圍	室溫以下 18°C~80°C	室溫以下 25°C~80°C
溫度設定範圍	2°C~70°C	2°C~70°C
溫度精確度	±0.5°C	±0.5°C
溫度穩定度	0.2°C	0.2°C
功率	140 W	180 W
外型尺寸	W160*H185*D270mm	W220*H185*D282mm
重量	3.5 Kg	6.5 Kg