

# 注射幫浦 KD Scientific® Syringe Pump

## 注射幫浦 (觸控屏幕單管注入式)



型號：Legato100  
幫浦動作：注入  
注射管數：1  
注射針筒容量：0.5ul~60ml

## 注射幫浦 (觸控屏幕雙管注入式)



型號：Legato101  
幫浦動作：同時注入  
最大注射管數：2  
注射針筒容量：0.5ul~10ml

## 注射幫浦 (觸控屏幕單管注入與抽取式)



型號：Legato110  
幫浦動作：注射或抽取式  
最大注射管數：1  
注射針筒容量：0.5ul~60ml

## 注射幫浦 (觸控屏幕雙管注入與抽取式)



型號：Legato111  
幫浦動作：注射或抽取式  
最大注射管數：2  
注射針筒容量：0.5ul~60ml

# 注射幫浦 KD Scientific® Syringe Pump

## 注射幫浦 (觸控屏幕單管微量注入式)



型號：Legato130  
幫浦動作：微量注入  
注射管數：1  
注射針筒容量：:0.5ul~1000ul

## 注射幫浦 (觸控屏幕大容量雙管注入式)



型號：Legato200  
幫浦動作：同時注入  
最大注射管數：2  
注射針筒容量：0.5ul~140ml

## 注射幫浦 (觸控屏幕大容量雙管注入與抽取式)



型號：Legato210  
幫浦動作：注射或抽取式  
最大注射管數：2  
注射針筒容量：0.5ul~140ml

## 注射幫浦 (觸控屏幕大容量雙管注入及抽取式)



型號：Legato270  
幫浦動作：雙管注入與雙管抽取同時動作  
最大注射管數：2+2  
注射針筒容量：0.5ul~140ml