

恆溫水浴(循環)器 Water Bath & Water Circulator

ChromTech® 恆溫水浴器特點：

- 高精度的數位電路控制溫度穩定精確。
- 三位數字 LED 顯示使用者的溫度設定值和水槽的實際溫度值。
- 不鏽鋼水槽及頂蓋可使儀器保持清潔及長期耐久使用。
- 上限溫度保護警示功能，使用安全可靠。



WB-5000 恆溫水浴器



WB-10000 恆溫水浴器



WB-20000 恆溫水浴器



WC-200 加熱/冷卻循環器

恆溫水浴器規格：

型號	WB-5000	WB-10000	WB-20000	WC-200
容量(公升)	5L	10L	20L	循環式
溫度控制範圍	室溫+5°C~100°C	室溫+5°C~100°C	室溫+5°C~100°C	室溫以下 25°C~80°C
溫度精確度	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C	±0.3°C
加熱功率(W)	350W	550W	1100W	180W
內槽尺寸 mm	300*150*150	300*250*150	490*295*150	樣品恆溫槽
外型尺寸 mm	320*175*260	320*280*260	500*300*300	220*282*185