


氣相層析儀配件 G C Accessories

墊圈 Graphite/Vespel/ Teflon Ferrules



Graphite Short Ferrules

目錄編號	規 格	使用層析管之內徑	數量/包裝
for HP			
HP-GF-25	1/16" x 0.4mm	0.25mm ID	10/pk
HP-GF-32	1/16" x 0.5mm	0.25 - 0.32mm ID	10/pk
HP-GF-53	1/16" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk
977435	1/16" x 1.0mm	0.53 - 0.65mm ID	10/pk

Graphite Ferrules

目錄編號	規 格	使用層析管之內徑	數量/包裝
for Varian			
GF-25	1/16" x 0.4mm	0.25mm ID	10/pk
GF-32	1/16" x 0.5mm	0.32mm ID	10/pk
GF-53	1/16" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk
977352	1/16" x 1.0mm	0.65mm ID	10/pk
977353	1/16" x 1.2mm	0.75mm ID	10/pk
for Carlo Erba			
072619	0.5mm Carlo Erba Ferrules (for M8 Nut)	0.25 - 0.32mm ID	10/pk
072614	0.8mm Carlo Erba Ferrules (for M8 Nut)	0.53mm ID	10/pk
977429	0.35mm Carlo Erba Ferrules (for M4 Nut)	0.10 - 0.25mm ID	2/pk
for Shimadzu			
0726080	1/16" x 0.5mm	0.10 - 0.32mm ID	10/pk
0726082	1/16" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk
0726001	5.0mm Shimadzu Ferrules	Glass 5.0mm OD	10/pk
for Perkin Elmer			
GF-32	1/16" x 0.5mm	0.10 - 0.32mm ID	10/pk
GF-53	1/16" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk
GF-4	1/8" x 0.4mm	0.10 - 0.25mm ID	10/pk
GF-5	1/8" x 0.5mm	0.32mm ID	10/pk
GF-8-53	1/8" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk

Graphite Straight Ferrules

目錄編號	規 格	使用層析管之外徑	數量/包裝
072603	1/16"	1/16" OD	10/pk
072602	1/8"	1/8" OD	10/pk
072601	1/4"	1/4" OD	10/pk

Graphite/Vespel Short Ferrules

目錄編號	規 格	使用層析管之內徑	數量/包裝
for HP			
HP-GVF-25	1/16" x 0.4mm	0.25mm ID	10/pk
HP-GVF-32	1/16" x 0.5mm	0.32mm ID	10/pk
HP-GVF-53	1/16" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk

氣相層析儀配件 G C Accessories

Graphite/Vespel Ferrules

目錄編號	規 格	使用層析管之內徑	數量/包裝
for Varian			
VA-GVF-25	1/16" x 0.4mm	0.25mm ID	10/pk
VA-GVF-32	1/16" x 0.5mm	0.32mm ID	10/pk
VA-GVF-53	1/16" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk
for Carlo Erba			
0726549	0.4mm Carlo Erba Ferrules (for M8 Nut)	0.10 - 0.25mm ID	10/pk
0726557	0.5mm Carlo Erba Ferrules (for M8 Nut)	0.32mm ID	10/pk
0726548	0.8mm Carlo Erba Ferrules (for M8 Nut)	0.53mm ID	10/pk
for Shimadzu			
0726563	1/16"x 0.4mm QP5000-I	0.10 - 0.25mm ID	10/pk
0726564	1/16" x 0.5mm QP5000-I	0.32mm ID	10/pk
0726561	1/16"x 0.4mm QP5000-II	0.10 - 0.25mm ID	10/pk
0726562	1/16"x 0.5mm QP5000-II	0.32mm ID	10/pk
for Perkin Elmer			
GVF-25	1/16"x 0.4mm	0.10 - 0.25mm ID	10/pk
GVF-32	1/16" x 0.5mm	0.32mm ID	10/pk
GVF-53	1/16" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk
GVF-8-25	1/8" x 0.4mm	0.10 - 0.25mm ID	10/pk
GVF-8-32	1/8" x 0.5mm	0.32mm ID	10/pk
GVF-8-53	1/8" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk
0726701	1/8" x 1/16"	1/16"OD	10/pk
GVF-4-53	1/4" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk

Graphite/Vespel Straight Ferrules

目錄編號	規 格	使用層析管之外徑	數量/包裝
GVF-16	1/16"	1/16" OD	10/pk
GVF-8-8	1/8"	1/8" OD	10/pk
072667	1/4"	1/4" OD	10/pk

Graphite/Vespel 2-Hole Ferrules


目錄編號	規 格	使用層析管之內徑	數量/包裝
DH-GVF-25	1/16" x 0.4mm	0.25mm ID	10/pk
DH-GVF-32	1/16" x 0.5mm	0.32mm ID	10/pk
072672	1/8" x 0.5mm	0.32mm ID	10/pk
072674	1/8" x 0.8mm	0.53mm ID	10/pk

Teflon Ferrules

目錄編號	規 格	使用層析管之外徑	數量/包裝
977700	1/16"	1/16" OD	10/pk
977701	1/8"	1/8" OD	10/pk
977905	3/16"	3/16" OD	10/pk
977703	1/4"	1/4" OD	10/pk
977704	1/8" x 1/16"	1/16" OD	10/pk
977705	1/4" x 1/16"	1/16" OD	10/pk
977706	1/4" x 1/8"	1/8" OD	10/pk

氣相層析儀配件 G C Accessories

注入口墊片 Injection Port Septum



常用規格單位換算

3/16"	1/4"	3/8"	7/16"	1/2"	21/32"	Shimadzu
5mm	6mm	9.5mm	11mm	12.5mm	17mm	Plug

Septa 77[®]

耐溫 300°C

編號	規格	包裝
SEP-237785	5 mm HP OCI Port	50/pk
SEP-237790	5 mm HP OCI Port	25/pk
97776	6 mm for Hitachi (4.5mm t)	50/pk
97777	6 mm for Hitachi (4.5mm t)	25/pk
SEP-237705	9.5 mm (3/8")	50/pk
SEP-237710	9.5 mm (3/8")	25/pk
SEP-237745	10 mm	50/pk
SEP-237750	10 mm	25/pk
SEP-237715	11 mm (7/16")	50/pk
SEP-237720	11 mm (7/16")	25/pk
SEP-237725	12.5 mm (1/2")	50/pk
SEP-237730	12.5 mm (1/2")	25/pk

Septa BTO[®]

耐溫 375°C

編號	規格	包裝
SEP-298785	5 mm HP OCI Port	50/pk
SEP-298705	9.5 mm (3/8")	50/pk
SEP-298745	10 mm	50/pk
SEP-298715	11 mm (7/16")	50/pk
SEP-298775	11.5 mm for Varian	50/pk
SEP-298725	12.5 mm (1/2")	50/pk
SEP-298815	17 mm	50/pk
SEP-298735	Shimadzu Septa BTO	50/pk

CS Septa

耐溫 200°C

編號	規格	包裝
041820	5 mm (3/16")	50/pk
0418240	9.5 mm (3/8")	50/pk
041826	11 mm (7/16")	50/pk
041828	12.5 mm (1/2")	50/pk

Auto-Sep T[™]

耐溫 350°C

編號	規格	包裝
041881	9.5 mm (3/8")	25/pk
041882	11 mm (7/16")	25/pk
041884	12.5 mm (1/2")	25/pk
041886	17 mm	25/pk

Microsep[®] F-174

耐溫 250°C

編號	規格	包裝
988046	9.5 mm (3/8")	50/pk
988048	11 mm (7/16")	50/pk
988050	12.5 mm (1/2")	50/pk

Shimadzu Plug

耐溫 200°C

編號	規格	包裝
201-35584	Injection Rubber Plug For Shimadzu	20/pk
3007-15101	6mm for Hitachi, G L Science	25/pk