

液相層析管 *MetaChem*[®] *HPLC Column*

 **MetaChem**

Polaris[™] 『北極星』



~國外新研究開發之液相層析管，有多種規格尺寸可供客戶選擇~

『Polaris』北極星系列產品特性：

- 適合用 100% 水溶液當做移動相，且壓力不會過高。
- 在 LC/MS 使用上可添加 TFA、Acetic Acid 及 Formic Acid 使波峰對稱性更好，且不影響感度。
- 耐酸鹼範圍從 pH 1.5 ~ pH 10，C18 高密度表面覆蓋於 Silica Base 上，使鍵結合更為緊密，不易損壞。
- 特別設計為分析親水性及疏水性之成份。
- 理論板數為每公尺 100,000 以上。