

恆溫培養箱 Incubator



規格說明：

溫度範圍：室溫加 5°C~60°C

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D 自動演算功能、雙顯示

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1°C

溫度控制精度：±0.05°C

溫度測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

加熱器：加熱器

攪拌幫：電源保護開關、超溫保護器

材質：內不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆、附壓克力觀測窗

用途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用

型式	DB-72	DB-150	DB-420
內部尺寸	W450*D400*H400cm	W600*D500*H500cm	W700*D500*H1200cm
外部尺寸	W560*D550*H670cm	W710*D650*H770cm	W810*D720*H1550cm
容量	72L	150L	420L
加熱器	350W	700W	1600W
操作空間	110V/220V	110V/220V	110V/220V
附屬品	內附安全玻璃觀測門	內附安全玻璃觀測門	門沿加裝觀測窗
	活動式棚架 2 片	活動式棚架 2 片	活動式棚架 5 片

※ 註明：接受各種大小訂製。