

# 低溫恆溫培養箱 Low Temperature Incubator



## 規格說明：

溫度範圍：-10℃~+60℃(BOD 培養箱 0℃~60℃)

溫度控制器：微電腦 P.I.D 自動演算功能、雙顯示

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1℃

溫度精度：±0.1℃

測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

材質：內不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆

冷卻系統：全密閉式壓縮機、安靜無聲

保溫：PU 發泡材質保溫、保冷性佳

循環裝置：微風方式送風循環，使內部溫度分布均勻

保護裝置：電源保溫開關、超高溫保護器

用途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用

型 式	JBL-45	JBL-60	JBL-420
內部尺寸	W450*D400*H400cm	W600*D500*H500cm	W700*D500*H1200cm
外部尺寸	W560*D620*H880cm	W710*D730*H880cm	W810*D720*H1720cm
容量	72L	150L	420L
加熱器	750W	800W	1600W
冷凍機	1/4HP	1/3HP	1/2HP
電源	110V/220V 10A/6A	110V/220V 12A/6A	110V/220V 18A/9A
附屬品	活動式棚架 2 片	活動式棚架 2 片	活動式棚架 5 片

※ 註明：本公司另有製造-10℃以下或超低溫培養箱，歡迎洽詢。

見誠科技有限公司 <http://www.kkk.com.tw/>

宏濟儀器有限公司 <http://www.hplc.com.tw/>