

低溫循環水槽 Low Temperature Water Bath



規格說明：

型式	J-610	J-620	J-630	J-650
溫度範圍	-20℃~100℃		-10℃~100℃	
溫度控制器	微電腦 P.I.D 自動演算功能			
溫度精度	±0.05℃			
溫度顯示	LED 數字顯示±0.1℃			
測溫體	Pt100Ω 白金測溫棒			
循環幫浦	不銹鋼幫浦、攪拌循環、使水溫分布均勻			
冷凍機	1/4HP	1/3HP	1/2HP	1HP
加熱器	1400W	2000W	2500W	3500W
容量	10L	20L	30L	60L
水槽內尺寸	W230*D290*H150mm	W290*D490*H150mm	W300*D500*H200mm	W500*D500*H200mm
外觀尺寸	W350*D430*H500mm	W400*D620*H580mm	W400*D620*H800mm	W600*D650*H800mm
水槽開口尺寸	W200*120mm	W260.*290mm	W230 *H340mm	W460*360mm
電源	110V/220V 15A/10A	110V/220V 15A/13A	220V 18A	220V 20A

※ 註明：外部循環裝置請另購，接受更大尺寸容量訂製。