

高溫爐 Muffle Furnace



規格說明：

溫度範圍：1200℃ 常用 1100℃

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D 自動演算功能
雙字幕顯示、精度±1C%

測溫體：K type

發熱體：加熱線、爐內三面加熱

箱體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆及耐高溫漆

保溫：陶瓷棉、保溫磚、雙重保溫

型式	JH-1	JH-2	JH-3	JH-4	JH-5	JH-6
內部尺寸	HWD 10*10*20cm	HWD 15*15*30cm	HWD 20*20*40cm	HWD 20*20*20cm	HWD 30*30*30cm	HWD 40*40*40cm
外部尺寸	HWD 49*36*48cm	HWD 63*42*58cm	HWD 65*54*62cm	HWD 73*54*43cm	HWD 90*66*53cm	HWD 100*82*65cm
電壓電流	220V 10A	220V 12A	220V 20A	220V 15A	220V 40A	220V 50A

※ 規格尺寸接受訂製及 1500℃、1700℃ 超高溫爐，溫度控制可加裝多段程式控制器。可於頂板開口做抽風裝置。

電汽烘箱 Oven

電汽烘箱 Oven

規格說明：

型號	RUD-452	RUD-453	RUD-602	RUD-603
內部尺寸	W450*H400*D400mm		W500*H600*D500mm	
外部尺寸	W600*H740*D550mm(含門及把手)		W650*H930*D640mm(含門及把手)	
內容量	72L		150L	
溫度範圍	RT±200℃	RT±300℃	RT±200℃	RT±300℃
精確度	±0.5℃			
分布溫度	±5℃			
溫度控制	微電腦 P.I.D.自動演算功能			
柵板	2 片圓孔型板(如需白鐵絲網可另購)			
材質	內為不銹鋼.外為 SECC 防銹鋼板烤漆			
電流	1.7KW(15A)	2KW(18A)	2KW(15A)	2.4KW(21A)
電壓	一般皆為 110V/60Hz 如需電壓須先預知			



※ 各種生產製造、加工、橡膠、紙類需要烘烤、熟化、回火、預熱之場合。

※ 加溫時間短，溫差小，操作方便，利用空氣自然對流。

見誠科技有限公司 <http://www.kkk.com.tw/>

宏濟儀器有限公司 <http://www.hplc.com.tw/>