

迴旋式震盪恆溫培養箱 Orbital Shaker Incubator

規格說明：



型式	JS-530	JSL-530
溫度範圍	室溫加 5°C~60°C	0°C~60°C (低溫型)
溫度控制器	微電腦 P.I.D.自動演算功能，兩組字幕窗同時雙顯示	
溫度精度	±0.1°C	
振盪速度	10~25rpm.無段式可調整，電子 IC 回饋式控制	
振幅	26mm	
冷凍機	—————	1/4HP 無聲壓縮機
循環裝置	微風扇循環，使內部溫度分布均勻	
安全裝置	緩慢啟動安全裝置	
震盪馬達	省電型無碳刷馬達，馬力足、體積小	
內箱尺寸	W600*D500*H500cm	W600*D500*H500cm
外箱尺寸	W710*D720*H800cm	W710*D720*H930cm
振盪器	W480*D380	W480*D380
電源	110V/220V 12A/10A	110V/220V 14A/10A
燒杯容量	250cc*20 支/500cc*12 支/1000cc*6 支/2000cc*2 支	

迴旋式震盪器 Orbital Shaker

規格說明：

型式	SR-1	SR-2
振盪速度	10~300r.p.m.無段式可調整，電子 IC 回饋式控制	
振幅	25mm 或 38mm 供選擇	
安全裝置	緩慢啟動安全裝置	
振盪馬達	省電型無碳刷馬達，馬力足、體積小	
外觀尺寸	W480*D380*H250mm	W580*D480*H250mm
振盪盤	W480*D380mm	W580*D480mm
電源	AC110V/60Hz 1A	220V 50Hz 0.5A
燒杯容量	250cc 20 支 1000cc*6 支 500cc 15 支 2000cc*2 支	250cc 20 支 1000cc*6 支 500cc 15 支 2000cc*2 支

