

精密烘箱 Precision Oven



規格說明：

型式		JB-72	JB-150
方式		強制送風循環(水平式)	
性能	使用溫度範圍	40°C~250°C	
	均溫性	±1%	
	溫度控制精度	±0.5°C	
構成	內外箱材質	內材 SUS304 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆	
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D 自動演算型溫度表 S.S.R 控制	
	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示	
	溫度表示方式	LED 數字顯示(同時雙顯示)	
	測溫體	Pt 白金測溫體	
	觀測窗	雙層安全強化玻璃 5m/m 厚，尺寸 W280*H280mm	
	計時器	數字顯示型，計時一到自動切斷電源，時間 99H59M	
	保溫材質	岩棉	
	安全裝置	自我診斷功能、溫度異常、過熱、斷線、電源、馬達保護開關	
送風馬達		1/10HP	1/8HP
規格	內部尺寸	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W585*D550*H750mm	W735*D650*H970mm
	內容積	72L	150L
規格	電源	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	10A	12A
	重量	約 48kg	約 70kg
附屬品	高、低活動棚板固定架	棚板二片(鋼條狀)	

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、溫度精確性高、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 溫度控制器可加配選擇多段程式型溫度表