

真空烘箱 Vacuum Drying Oven



規格說明：

溫度範圍：室溫 40°C~200°C

溫度控制器：微電腦 P.I.D.自動演算功能

溫度表示方式：觸控方式，LED 數字顯示

溫度精度：±0.05°C

溫度設定方式：觸控方式，LED 數字顯示

溫度測溫體：K(電熱偶)

內、外箱材質：內 SUS304 不鏽鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆

觀測窗：耐高壓；高溫安全強化玻璃

真空度計：範圍 0~760mmHg

斷熱材料：岩棉保溫、效果佳

安全裝置：自我診斷功能、溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關

門沿迫緊：耐高溫矽膠、不變形、氣密性佳

附 件：棚板均附 2 片

型式	內部尺寸 WxDxH	外部尺寸 WxDxH	電壓 / 電流
JOV-30	30*30*30cm	45*45*70cm	110V/220V 10A/6A
JOV-40	40*40*40cm	60*55*85cm	110V/220V 15A/10A
JOV-60	50*50*60cm	72*70*110cm	220V 20A
JOV-303	φ30*D30cm	45*45*70cm	110V/220V 15A/10A

※ 特性：溫度準確、耐用、外型美觀、真空度保持佳功能多、操作簡單。

※ 註明：接受各種尺寸大小訂製。