

# 恆溫水槽/水浴器 Water Bath

## 規格說明：

溫度範圍：室溫加 5°C~100°C

控制器：微電腦觸控方式 P.I.D.自動演算功能

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1°C

溫度精度：±0.05°C

測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

加熱器：不銹鋼管製成加熱器

攪拌幫浦：不銹鋼幫浦、攪拌循環水槽，使槽內水溫分布均勻

材 質：內不銹鋼板 SUS304、外鍍鋅鋼板烤漆，每台均附平蓋



型式	G-10	G-20	G-30	G-50
內部尺寸	W295*D235*H150mm	W495*D295*H150mm	W500*D300*H200mm	W650*D350*300mm
外部尺寸	W325*D280*H330mm	W540*D325*H330mm	W570*D365*H380mm	W850*D400*H500mm
容量	10L	20L	30L	60L
加熱器	1000W	1500W	2000W	3500W
操作空間	W200*235mm	W400*295mm	W400*300mm	W650*350mm
電源	110V/220V 7.2A/3.5A	110V/220V 11A/5.5A	110V/220V 18A/9A	220V 16A

※ 外部循環裝置、及屋頂型蓋請另購，接受更大尺寸容量訂製。



## 規格說明：

材質：全不銹鋼板

溫度範圍：水浴式 WB 室溫±5°C~100°C

油浴式 OB 50°C~200°C

溫度控制器：E.G.O 液體膨脹室溫控制器

精度：水浴±2°C 油浴±3°C

方形均附圈孔蓋及支架及排水口

型號	內部尺寸 cm	電熱	備註
WB-24	φ 24*H15	1000W	單孔桶型
WB-30	φ 30*H15	1200W	單孔桶型
WB-4P	30*30*H16	1000W	4 孔方型
WB-6P	40*30*H16	1500W	6 孔方型