

迷你金屬浴器 Mini Dry Bath Incubator



ChromTech® 迷你金屬浴特點：

MDBH/MDBC 系列迷你金屬浴是採用微晶片控制半導體製冷或加熱膜加熱的恆溫金屬浴器產品、是可適用於車輛電源的掌上型恆溫金屬浴器。體積特小，重量輕，移動方便，適合各種場合使用。100 I 系列產品還擁有了 PCR 熱蓋技術，增加了防蒸發功能。外觀設計獨特，體積小巧，重量輕，移動方便，適合各種場合使用。

1. 溫度同步顯示，設定時間遞減顯示，內置溫度偏差效準功能。
2. 自動故障檢測及警報器警示功能。
3. 24V 直流電源輸入，內置超溫保護裝置，安全穩定
4. 多種模塊便捷更換，便於清潔和消毒。

規格說明：

產品型號	MDBH-100 (加熱型)	MDBH -100 I (加熱型)	MDBC-100 (製冷型)	MDBC-100 I (製冷型)
溫度控制範圍	室溫+5 ~100		-10 ~100	
升溫時間	≤ 15min(從 20 升至 100)			
溫度穩定性@100	≤ ±0.5			
模塊最大溫差@40	0.3			
模塊溫度均勻性	≤ +0.3			
溫度顯示精確度	0.1			
最長定時	0~999min			
最高溫度	100			
最大功率	60W		120W	
降溫時間	自然冷卻		≤ 30min 室溫降低 20	
產品重量	≤ 1kg		≤ 1.4kg	
是否帶熱蓋	否	是	否	是
模塊型號選擇	參見<MINI 系列可更換模塊>			

MINI 系列可更換模塊：

型號	孔徑	試管數	備註
MINI-A	0.2ml 離心管	40×0.2ml	可適用 8×0.2ml 排管
MINI-B	0.5ml 離心管	32×0.5ml	
MINI-C	1.5ml 離心管	15×1.5ml	
MINI-D	2.0ml 離心管	15×2.0ml	
MINI-E	比色皿專用	8-12.5×12.5mm	
可按用戶需求訂做			