

# 3D 旋轉混合器 3D-Nutating Mixer



3D 旋轉混合器是一款小型混合器。適合離心管的混合。它的混合運動是三維運動，運動溫和，不產生氣泡。是小劑量樣品混合的理想選擇。

混合儀的凹墊可牢牢固定管子。適用的管子有:60×1.5ml、30×3ml、21×7ml、17×5ml。

## ChromTech® 3D 旋轉混合器特點

- 1、旋轉運動提供緩和徹底的混合。
- 2、適合混合管和離心管內的樣品。
- 3、固定的斜度。
- 4、轉速可調，數位顯示，具定時功能。

## 規格說明：

產品型號	NM-20	NM-50
轉速	20rpm (固定轉速)	10-50rpm (轉速可調)
面板顯示	無	數位顯示轉速和時間
定時功能	無	0-999 秒
運動/斜度	3-D/固定 20°	
最大載物量	0.8kg	
工作溫度	+4 ~ 65°C	
尺寸	(W×D×H) 24.1×17.15×15.24 cm	
重量	0.88 kg	
電壓	110V	