

# 恆溫金屬浴器 Dry Bath

DB-100 乾式恆溫器是最新研發的一款經濟型加熱恆溫金屬浴器。精緻的外觀、卓越的性能以及優惠的價格深受使用者好評。產品配備圓形加熱模組，控溫精度高，樣品一致性良好，廣泛應用於各種樣品的培養、保存和反應，應用行業遍及化工、食品安全、品質檢測、環境等。

## ChromTech® DB-100 系列恆溫金屬浴器特點：

- 1、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩定性高，低耗能無噪音。
- 2、內置溫度偏差校準功能，自動故障檢測及警報功能。
- 3、內置超溫保護裝置，使用更安全可靠，延長機器使用壽命。
- 4、產品設計緊湊而嚴密，佔用的空間範圍小，透明上蓋防止實驗誤差。
- 5、多種圓形模組選擇可以互換，便於清潔與消毒各種試管。



## 規格說明：

產品型號	DB-100 乾式恆溫器
控溫範圍	室溫 +5°C — 100°C
升溫時間	≤ 15 分鐘(從 20°C 升至 100°C)
控溫精度	≤ ± 0.5°C
顯示精度	0.1°C
模組溫度均勻性	≤ ± 0.5°C
最大功率	150W
最高溫度	105°C
最長時間設置	9999 min
產品外觀尺寸	175 x 156 x 125 mm
淨重	1.5Kg
模組型號選擇	參見可更換模組

## DB-100 系列可更換模塊：



型號	孔徑	試管數	模組尺寸 mm
A-100	0.2ml 離心管	96×0.2ml	Φ104.5 x 32
B-100	0.5ml 離心管	59×0.5ml	Φ104.5x 32
C-100	1.5ml 離心管	39×1.5ml	Φ104.5 x 32
D-100	2.0ml 離心管	39×2.0ml	Φ104.5 x 32
E-100	5ml 離心管	18×5.0ml	Φ104.5 x 32
F-100	0.5ml+1.5ml 離心管	27×0.5ml+30×1.5ml	Φ104.5 x 32
G-100	Φ6mm	59×6mm	Φ104.5 x 32
H-100	訂做	訂做	訂做