

密度(比重)天平 Density Balance

FA -J/ JA-J 系列液體比重/固體密度天平

液體比重/固體密度天平是在 FA/JA 系列電子分析天平的基礎上開發的新產品，採用高穩定性的電磁平衡式感測器和微晶片處理器組成的智慧化天平。

除了具備測量液體比重及固體密度的功能外，還保留了分析天平的所有功能，適用於工業、農業、商業、學校、科學研究等單位作快速測定物體的質量和數量。



測量液體配置



測量固體配置

型 號	FA-1004J	FA-2004J	FA-2104J	JA-2003J	JA-3003J	JA-5003J
最大秤量	100g	200g	210g	200g	300g	500g
精 度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.001g	0.001g	0.001g
外型尺寸	350 × 215 × 340mm			350 × 215 × 340mm		

MD 系列液體比重/固體密度天平

測定液體比重及固體密度的專用計量儀器。適用於電子、橡膠、食品、造紙、機械加工等行業。對於樹脂、金屬、玻璃以及各種化學溶液等材料的測定。

利用阿基米德原理，採用浸液法可以進行各種比重測定。只需按天平所顯示資訊的提示進行操作，即可直接讀取比重值。



測量液體配置



測量固體配置

型 號	MD-100	MD-200
最大秤量	100g	200g
精 度	0.01g	0.01g
外型尺寸	250 × 180 × 246mm	