

磁力攪拌器 Magnetic Stirrer

ChromTech® 單點磁力攪拌加熱器

電磁攪拌器的工作原理是由微電機帶動耐高溫強力磁鐵旋轉產生旋轉磁場，來驅動容器內的攪拌子轉動，以達到對容器內液體進行攪拌的目的。故廣泛應用於生物、醫葯、化學、化工等領域。



單點磁力攪拌加熱器				
型號	MS-180H	MS-280H	MS-360H	MS-500H
工作盤材質	陶瓷面板	陶瓷/不繡鋼面板		
工作盤尺寸	180*180 mm	280*280 mm	360*360 mm	500*500 mm
速度範圍	100 ~ 1600 rpm			
轉速顯示精度	1 rpm			
攪拌子最大長度	80mm			
加熱溫度範圍	室溫~500	室溫~350		
溫度顯示精度	0.1			
加熱溫度控制精度	1			
外置溫度感測器	PT100			
外置溫度感測器控溫精度	0.2			
顯示方式	LCD			
電機功率	18 W	40 W	60 W	120 W
加熱功率	500W	1000W	2000W	4000W
外觀尺寸	300×170×100 mm	370×290×140 mm	450×370×140 mm	600×510×140 mm