

旋轉混合器 Rotating Mixer



YM-80 旋轉培養混合器用於樣品的組織培養，萃取，測定沈降率，如：樣品混合、放射免疫、葡萄糖、蛋白質、DNA、細胞、尿液、酶等化學分析，在生化、生物、細胞、免疫、化學、動植物分析實驗等多方面都有廣泛應用。其主要特點是能夠勻速地長時間連續混合，它便於操作，轉盤的傾斜度可任意調節。它還可根據需要放置在恒溫箱內。

產品特點

1. LED 定時時間及轉速顯示。
2. 多種離心管夾具可選，適用 1.5-50ml 微量管。
3. 可調混合角度：0 ~ 90 度。
4. 設有定時功能，0 ~ 9999 分鐘範圍內設定時間，螢幕顯示剩餘時間，結束時發出警示聲提示。
5. 直流無刷電機驅動、速度精確，壽命長、免保養。

規格說明：

轉速範圍	10~80rpm
最時範圍	0 ~ 9999min
傾斜角度範圍	0 度 ~ 90 度
溫度限制	< 65℃（乾燥空氣）
功率	35w
重量	4.5Kg
電壓	AC85~265V
產品尺寸	220×236×246mm

選購托盤配件(隨機三選一)：

A	50ml 尖底管：10 個	
B	15ml 尖底管：18 個	
C	1.5ml 離心管：64 個	