

電動攪拌器 Stirring Mixer



電動攪拌器產品設計新穎，採用交流感應電機電子控制測速電機回饋，低速運行，連續無段速度調整，不受樣品黏稠度的影響，轉速穩定，轉距輸出大，雜訊低。可以選購多種攪拌葉片型式，有槳式、輪式、鋸齒式、離心式、杆式、錨式、螺釘式等，更換方便、靈活，適用於生物、理化、食品、製劑等實驗室領域。

產品特點：

- 1、微晶片控制器，精確控制運作轉速。
- 2、內置電子過載保護裝置。
- 3、平穩啓動，無段速度調整，增加系統安全性。
- 4、設定操作簡單，數字顯示實際運作轉速。

規格說明：

產品型號	HJB-50	HJB-200
轉速(rpm)	100 ~ 1200 rpm	50 ~ 1200 rpm
功率(W)	50 W	200 W
外型尺寸	300 × 260 × 760 mm	360 × 280 × 730 mm



產品特點：

- 1、採用無刷直流電機驅動，穿透式攪拌軸。
- 2、單晶片編碼器控制轉速穩定。
- 3、旋鈕式設定轉速，液晶數字顯示實際運作轉速。

規格說明：

產品型號	MYP--50	MYP--100	MYP--150	MYP--250
功率(W)	50 W	100 W	150 W	250 W
最大攪拌量(H ₂ O)	10 L	30 L	45 L	70 L
轉速(rpm)	50 ~ 1400 rpm			
外型尺寸	185 × 85 × 190 mm			