

# 電動攪拌器 Stirring Mixer

## 產品特點

1. 直流馬達，轉速 LED 數字顯示，無段變速，轉速精確穩定。
2. 採用高性能馬達，密閉結構。
3. 外型具散熱鰭片不發燙，強力攪拌，安靜無噪音。
4. 軸心中空設計，不銹鋼材質，攪拌棒可任意調整高度。
5. 本機具安全、過溫保護裝置，安裝簡單等優點。
6. 可調整各種轉速、扭力，可供使用者依不同容量、黏度選擇使用。

## 規格說明：

- 夾頭：不銹鋼材質 0~10mm
- 攪拌棒：8Φ×L500mm
- 攪拌翼：8Φ×50mm (SK-10470-18)
- 支持夾：不銹鋼製
- 支持柱：19Φ×750L mm
- 電源：AC110V/220V，50/60HZ，單相



## ● 攪拌器配件：

### 攪拌棒



產品型號	DC-1RDM	DC-2RDM	DC-3RDM
轉速	80~1150	50~570	35~285
馬達	100W		
扭力	2.5Kg-cm	5Kg-cm	10Kg-cm

## ● 不銹鋼攪拌翼

材質：不銹鋼#304

內孔：8Φ

外徑：35Φ、50Φ、60Φ、80Φ、100Φ、120Φ、150Φ

