

桌上型電導度計 EC Meter



桌上型電導度計產品特色：

1. 採用LCD液晶顯示
2. 三點校準，具有手動、自動溫度補償功能。
3. 可測量PH、溫度、mV(ORP)。

型號		EC-110	EC-307
測定範圍	電導率	0.00 μ S/cm-199.9mS/cm	0.00 μ S/cm-199.9mS/cm
	TDS	—	0.00mg/L-1999mg/L
	溫度	0.0~60℃	0.0~60℃
電子單元誤差	電導率	$\pm 1.0\%$ (FS)	$\pm 1.0\%$ (FS)
	TDS	—	$\pm 1.0\%$ (FS)
	溫度	0.4℃	0.4℃
儀器誤差	pH	$\pm 2.0\%$ (FS)	$\pm 1.5\%$ (FS)
	溫度	0.4℃	0.6℃
工作環境溫度		0.0~40℃	
工作相對濕度		< 85%	
工作磁場干擾		除地球磁場外無其他外磁場干擾	
顯示螢幕		LCD液晶顯示	
電源		110V/220V	
外觀尺寸		280 X 200 X 80mm	
主體重量		1.5Kg	