

磁力攪拌器 Magnetic Stirrer

電熱套磁力攪拌器特點：

- 1、外殼採用鈹金外殼，高強度，耐高溫，防腐蝕。
- 2、可對 50-1000ml 標準或非標準反應瓶進行加熱攪拌。
- 3、旋鈕調溫，LCD 顯示溫度，內設限溫保護功能。
- 4、採用電熱套加熱，具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點。



電熱套磁力攪拌器規格：

型號	TMS-100	TMS-250	TMS-500	TMS-1000
最大攪拌容積	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
轉速	100-1800 rpm			
盤面最高溫度	320°C			
溫度精確度	±1°C			
沸騰時間	1000ml 水 7~12 分鐘			
電機功率	8W			
加熱功率	350W			
外形尺寸	W156 x D266 x H110mm			
輸入電源	110V			

大容量磁力攪拌器規格：

圖片樣式				
型號	MS-1501	MS-3001	MS-1502	MS-3002
最大攪拌量	15L	30L	15L	30L
攪拌轉速	60~2000 rpm	60~1400 rpm	60~2000 rpm	60~1400 rpm
轉速顯示	—		數字	
外形尺寸	300×300×120mm	400×400×120mm	300×300×120mm	400×400×120mm
配置攪拌子	85mm x1	100mm x1	85mm x1	100mm x1
輸入電源	220V			