

# 磁力攪拌器 Magnetic Stirrer

## ChromTech® 多位置磁力攪拌器

- 攪拌位置數目：MMS-4 (一般型) 四點  
MMS-8 (一般型) 八點  
MMS-12(一般型) 十二點
- 轉速：200 ~ 1200 轉/分鐘
- 標配攪拌子尺寸：Φ8 x46mm
- 每個位置最大攪拌量：400ml
- 盤面材質：不銹鋼披覆矽樹脂薄膜
- 功率：20W
- 外型：MMS-4 W115mm x H50mm x L480mm  
MMS-8 W205mm x H50mm x L480mm  
MMS-12 W295mm x H50mm x L480mm
- 淨重：3kg(MMS-4)；4kg(MMS-8)；5kg(MMS-12)



## ChromTech® 多位置磁力攪拌器

- 攪拌位置數目：MSM-6 (一般型) 六點  
MSM-12(一般型) 十二點
- 轉速：0 ~ 1500 轉/分鐘
- 可分別控制每個位置點的工作與否
- 每個位置最大攪拌量：500ml
- 盤面材質：不銹鋼
- 各位置中心點之間距離：90mm
- 外型：MSM-6 W279mm x D45mm x L298mm  
MSM-12 W279mm x D45mm x L478mm



## ChromTech® 多位置磁力攪拌加熱器

- 攪拌位置數目：MMS-8H ((加熱型) 八點
- 轉速：200 ~ 1200 轉/分鐘
- 標配攪拌子尺寸：Φ8 x46mm
- 每個位置最大攪拌量：400ml
- 盤面材質：不銹鋼披覆矽樹脂薄膜
- 加熱溫度：室溫+5°C~120°C
- 加熱功率：400W
- 外型：W205mm x H50mm x L480mm
- 淨重：5.3kg



## ChromTech® 多位置磁力攪拌加熱器

- 攪拌位置數目：MSM-6T (加熱型) 六點  
MMS-12T(加熱型) 十二點
- 轉速：0 ~ 1500 轉/分鐘
- 每個位置最大攪拌量：500ml
- 各位置中心點之間距離：90mm
- 盤面材質：鋁合金披覆鐵氟龍薄膜
- 加熱溫度：室溫~120°C
- 加熱功率：MSM-6T 240W  
MMS-12T 480W
- 外型：MSM-6T W279mm x D55mm x L298mm  
MMS-12T W279mm x D55mm x L478mm

