

高溫熱風循環烘箱 Cyclic Oven



規格說明：

型式		JHO-45	JHO-60
方式		強制送風循環	
性能	使用溫度範圍	100℃~500℃ (常用溫度 450℃ 以內)	
	溫度控制穩定度	±0.1℃	
	均溫性	±0.3℃	
構成	內外箱材質	內箱 SUS 430 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板烤漆	
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D，S.S.R 控制	
	溫度表示方式	紅色 LED 數字顯示	
	測溫體	K(電熱偶)	
	送風方式	垂直送風	
	安全裝置	馬達保護開關，自我診斷超溫保護	
送風馬達		1/8HP	1/4HP
規格	內部尺寸	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W650*D620*H900mm	W810*D720*H1000mm
	內容積	72L	150L
	電源	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	18A	27A
	重量	約 70kg	約 100kg
附屬品：棚板及固定架		棚板二片(鋼條狀)	

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、溫度精確性高、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 註明事項：標準配備以外加裝附屬品項目：
 - A. 計時器：99H59M
 - B. 觀測窗：尺寸 W280*280mm