


乾式試管加熱器 Dry Multi Heater



DMH-2800A



DMH-2800D



- ① 實際溫度顯示
- ② 加熱指示燈
- ③ 過熱警示燈
- ④ 設定溫度顯示
- ⑤ 設定按鍵
- ⑥ 移位按鍵
- ⑦ 溫度增減按鍵

乾式試管加熱器規格：

型號	DMH-2800A	DMH-2800D
溫度加熱範圍	室溫+5°C ~ 200°C	室溫+5°C ~ 200°C
溫度穩定度	±0.1°C	±0.1°C
溫度精確度	±0.15°C	±0.15°C
上限溫度保護	設定值+5°C ~ 200°C	設定值+5°C ~ 200°C
溫度偏差保護	設定溫度+5°C	設定溫度+5°C
定時時間設定	—	1 分鐘 ~ 999 分鐘
加熱功率(W)	400 W	400 W
加熱區尺寸 (W x H x D)	150mm * 70mm * 95mm	150mm * 70mm * 95mm
可選配加熱塊 孔徑及開孔數 (三選一)	§ 21mm / 12 孔 § 17.5mm / 24 孔 § 13mm / 40 孔	§ 21mm / 12 孔 § 17.5mm / 24 孔 § 13mm / 40 孔
外型尺寸 (W x H x D)	240mm * 90mm * 215mm	240mm * 90mm * 215mm

加熱塊尺寸規格：

加熱塊尺寸 150mm X 70mm X 95mm (W x H x D)

※ 特殊要求加熱塊開孔尺寸及開孔數，請聯繫本公司訂制特殊加工鋁塊。

見誠科技有限公司 <http://www.kkk.com.tw/>

宏濬儀器有限公司 <http://www.hplc.com.tw/>