

真空幫浦 Vacuum Pump



VP-26 真空幫浦是提高過濾效率，加強除氣效果的重要過濾設備。為保障過濾介質不被污染，一般均使用無油隔膜式真空幫浦，此類幫浦是通過橡膠膜的往返運動形成真空，專為實驗室各種需要真空設備設計。可用於真空濃縮、真空過濾、真空乾燥等場合。

ChromTech® VP-26 真空幫浦特點：

1. 提供足夠的電機動力，減少電機發熱。
2. 真空膜採用耐油性，抗疲勞性良好的優質橡膠，並附有加強紡織骨架夾層，提高機器使用壽命。
3. 小巧實用，操作簡便，效率高，噪音低。
4. 可選配調壓形式和排氣閥配置。

規格說明：

產品型號	VP-26-250	VP-26-1000
流量	26 L/min	
真空度	0.08MPa	
負壓調節範圍	0~0.08MPa	
過濾瓶容量	250 ml	1000 ml
功率	60W	
輸入電源	AC 110V / 60Hz	
外型尺寸	W196 × D270 × H155mm	W196 × D270 × H170mm
重量	4.4 Kg	