

攜帶型酸鹼度計 PH Meter

規格說明：

pH 測試範圍	0.00 ~ 14.00 pH
ORP 測試範圍	± 1999mV
溫度補償範圍	0.0~100℃ / 手動補償
解析度	0.01pH / 1 mV
精密度	± 0.01pH ± 1digit / ± 1mV ± 1digit
絕對零電位調整	7.00 pH
零電位補償	± 60mV 於 pH7.00
斜率電位補償	±30% 於 pH4.00 或 10.00
輸入阻抗	大於 1012 Ohms
顯示幕	LCD 液晶顯示
電極輸入端規格	BNC 規格
電池型號	DC9V(1604A)方形
外觀尺寸	195×95×34.5mm
主體重量	220gm



攜帶型電導度計 Conductivity Meter

規格說明：

測試範圍	導電度/總固體	鹽度	溫度
	0 ~ 199.9mS	0~100.0ppt	0~120℃
解析度	0.01μS/0.1μS/1μS 0.01mS/0.1mS	0.1ppt	0.1℃
精確度	±1%全範圍/±0.5℃		
電極常數 K	適用 0.1/1.0/10.0, 標配 1.0		
總固體係數	適用 0.40 ~ 1.00		
溫度補償	0 ~ 100℃		
電池型號	四號電池 1.5V x 4		
電池壽命	持續 40 小時		
其他功能	日期時間/99 組數值記憶		
附件	校正液 1413μS/12.88mS 各一瓶 電極一支 四號電池四顆		

