

# 收集樣品的最佳利器

## 分液收集器



### 產品特色

- 天然物、有機、生化實驗室，Open Column收集最適宜
- HPLC、MPLC成分簡易收集
- 臨床藥學，生理等小動物實驗之液體收集

### 分液收集器

- 收集管數：16~160支
- 試管容量：5ml~100ml
- 收集方式：時間、滴數、訊號
- 可選購不同種類之試管盤架
- 可設定定時、滴定範圍
- 有六位數字顯示，順時計時及倒數計時

※ 詳細規格請聯繫本公司業務人員



# 分液收集器 Fraction Collector

## FC-500 分液收集器 FRACTION COLLECTOR




液相層析儀用 高壓/中壓/低壓/蛋白質分離

- 收集管數：100 支
- 試管最大容量：12ml
- 收集方式：時間、滴數、訊號
- 定時範圍：1 秒 ~ 999 小時 59 分 59 秒
- 定滴範圍：1 滴 ~ 9999 滴
- 收集訊號：0 ~ 100mv
- 試管盤架：方型設計含廢液槽、自由組合，可以選配
- 特點：液晶螢幕顯示，懸掛式 X - Y 軸設計


### FC-500 試管盤架型式(選購)：




500-16A




500-32A



500-32L



500-100A



500-169A

天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。

HPLC、MPLC 成份簡易收集。

## FC-100A 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



- 收集管數：100 支
- 試管最大容量：12ml (16x100mm)
- 收集方式：時間、滴數
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 定滴範圍：1 滴 ~ 9999 滴
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

## FC-160A 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



- 收集管數：160 支
- 試管最大容量：5ml (12x75mm)
- 收集方式：時間、滴數
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 定滴範圍：1 滴 ~ 9999 滴
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

# 分液收集器 Fraction Collector

天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。  
HPLC、MPLC 成份簡易收集。

## FC-16 自動收集器 FRACTION COLLECTOR




- 收集管數：16 支
- 試管最大容量：100ml (25x250mm)
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

## FC-30 自動收集器 FRACTION COLLECTOR




- 收集管數：30 處
- 每處最大容量：外接容器，收集量無限
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

## FC-40 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



- 收集管數：40 支
- 試管最大容量：50ml (25x150mm)
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時

## FC-100 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



- 收集管數：100 支
- 試管最大容量：12ml (16x100mm)
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 特點：六位數字顯示，順時計時及倒數計時