

# 最先進的秤量技術

## 電子天平



產品	特色
分析電子天平	<ul style="list-style-type: none"><li>• 採用自動加碼機構，具備了自動內置砝碼校準功能</li><li>• 具有全自動故障檢測，線性校準，超載保護等應用程式</li><li>• 多種重量單位轉換，自動歸零，背光液晶顯示等多種功能</li><li>• 部分具有全透明玻璃防風罩，內置RS232C輸出介面，可連接電腦或印表機等設備</li><li>• 秤量範圍：60g~30kg</li><li>• 精度範圍：0.1g~0.0001g</li></ul>
密度(比重)天平	<ul style="list-style-type: none"><li>• 可用於液體比重及固體密度的計量</li><li>• 採用高穩定性的電磁平衡感測器和微晶片處理器組成的智慧化天平，具有天秤秤量的所有功能</li><li>• 操作簡易，依照指示進行操作即可直接讀取比重值</li><li>• 秤量範圍：100g~500g</li><li>• 精度範圍：0.01g~0.0001g</li></ul>

※ 詳細規格請聯繫本公司業務人員



# 電子天平 Electronic Balance

## FA-C/ JA-C 系列電子天平( 內校型 )

- 採用自動加碼機構，具備了全自動內置砝碼校準功能。
- 具有全自動故障檢測，線性校準，超載保護等應用程式。
- 具有計數、多種重量單位轉換、自動歸零等多種功能。
- 五面全透明玻璃防風罩，超大背光液晶顯示螢幕。
- 內置 RS-232C 輸出介面，可連接電腦、印表機等設備。



型 號	FA-604C	FA-1204C	FA-2204C	JA-1003C	JA-2003C	JA-3003C
最大秤量	60g	120g	220g	100g	200g	300g
精 度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.001g	0.001g	0.001g
秤盤尺寸	∅ 90mm	∅ 90mm	∅ 90mm	∅ 90mm	∅ 90mm	∅ 80mm

## FA/ JA 系列電子天平( 外校型 )

- 自動故障檢測功能，RS-232C 輸出。
- 多種重量單位轉換。
- 自動歸零功能，全新獨特外型。
- STN 寬視角背光液晶顯示，具有優越性能。



型 號	FA-1104B	FA-2104B	JA-1003B	JA-2003B	JA-3003B	JA-5003B	JA-10003B
最大秤量	110g	210g	100g	200g	300g	500g	1000g
精 度	0.0001g	0.0001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g
秤盤尺寸	∅ 80mm	∅ 110mm	∅ 110mm				

## YP 系列電子天平

- 交直流兩用，含有水準儀，液晶背光顯示。
- 具有計數功能、百分比、單位轉換、自動校準多種功能。
- 內置 RS232C 輸出介面，可連接電腦、印表機等設備。



型 號	YP-1002	YP-5002	YP-10002	YP-30002	YP-50001	YP-100001	YP-300001
最大秤量	100g	500g	1000g	3000g	5 kg	10 kg	30 kg
精 度	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g
秤盤尺寸	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	∅ 125mm	165×165mm	215×190mm	215×190mm

# 密度(比重)天平 Density Balance

## FA -J/ JA-J 系列液體比重/固體密度天平

液體比重/固體密度天平是在 FA/JA 系列電子分析天平的基礎上開發的新產品，採用高穩定性的電磁平衡式感測器和微晶片處理器組成的智慧化天平。

除了具備測量液體比重及固體密度的功能外，還保留了分析天平的所有功能，適用於工業、農業、商業、學校、科學研究等單位作快速測定物體的質量和數量。



測量液體配置



測量固體配置

型號	FA-1004J	FA-2004J	FA-2104J	JA-2003J	JA-3003J	JA-5003J
最大秤量	100g	200g	210g	200g	300g	500g
精度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.001g	0.001g	0.001g
外型尺寸	350 × 215 × 340mm			350 × 215 × 340mm		

## MD 系列液體比重/固體密度天平

測定液體比重及固體密度的專用計量儀器。適用於電子、橡膠、食品、造紙、機械加工等行業。對於樹脂、金屬、玻璃以及各種化學溶液等材料的測定。

利用阿基米德原理，採用浸液法可以進行各種比重測定。只需按天平所顯示資訊的提示進行操作，即可直接讀取比重值。



測量液體配置



測量固體配置

型號	MD-100	MD-200
最大秤量	100g	200g
精度	0.01g	0.01g
外型尺寸	250 × 180 × 246mm	