

廣泛應用，貼近需求

大型泛用儀器




產品	特色
烘箱/電汽烘箱/高溫爐	<ul style="list-style-type: none"> • 微電腦P.I.D自動演算型溫度表控制 • 自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線、電源、馬達保護開關 • 烘箱溫度範圍：40°C~500°C • 高溫爐溫度範圍：1200°C常用1100°C，接受訂製1500°C、1700°C超高溫爐 • 電汽烘箱隔板：2片圓孔行板，可另購白鐵絲網
恆溫培養箱	<ul style="list-style-type: none"> • 微電腦P.I.D自動演算型溫度表控制 • 具有電源保護開關，超溫保護器 • 溫度範圍：-10°C~60°C • 有迴旋式震盪恆溫培養箱可供選擇，震盪速度：10~250rpm
循環水槽/油槽	<ul style="list-style-type: none"> • 微電腦P.I.D自動演算型溫度表控制 • 水槽溫度範圍：-20°C~100°C，油槽溫度範圍：10°C~300°C • 容量：6L~60L • 有震盪恆溫水槽可供選擇，震盪速度10~200rpm

※ 詳細規格請聯繫本公司業務人員



經濟型烘箱 Oven



規格說明：

型式		JA-27	JA-72	JA-150
方式		強制送風循環 (垂直送風)		
性能	使用溫度範圍	40°C~200°C(常用溫度 190°C以內)或 50°C~300°C(常用溫度 260°C以內)		
	均溫性	±3%		
	溫度控制精度	±0.1°C		
構成	內外箱材質	內材 SUS 430 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D.自動演算型溫度表 S.S.R 控制		
	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示(同時顯示)		
	溫度表示方式	LED 數字顯示(同時雙顯示)		
	測溫體	K(熱電偶)		
	保溫材質	岩棉		
	安全裝置	自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線、電源、開關		
送風馬達		1/16HP	1/16HP	1/8HP
規格	內部尺寸	W300*D300*H300mm	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W450*D450*H700mm	W560*D560*H770mm	W710*D660*H950mm
	內容積	27L	72L	150L
規格	電源	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	10A	14A	10A
	重量	約 40kg	約 60kg	約 80kg
附屬品	高、低活動棚板固定架	棚板二片(鋼條狀)		

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 註明事項：標準配備以外加裝附屬品項目：
 - A. 計時器：電子數字顯示型 1-999 分(或 99.59 分)
 - B. 觀測窗：尺寸 W280*280mm
 - C. 溫度控制器選擇：多段程式型溫度表

精密烘箱 Precision Oven



規格說明：

型式		JB-27	JB-72	JB-150
方式		強制送風循環(水平式)		
性能	使用溫度範圍	40°C~300°C(常用溫度 260°C以內)		
	均溫性	±2%		
	溫度控制精度	±0.1°C		
構成	內外箱材質	內材 SUS 430 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D 自動演算型溫度表 S.S.R 控制		
	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示		
	溫度表示方式	LED 數字顯示(同時雙顯示)		
	測溫體	Pt 白金測溫體		
	觀測窗	雙層安全強化玻璃 5m/m 厚，尺寸 W280*H280mm		
	計時器	數字顯示型，計時一到自動切斷電源，時間 99H59M		
	保溫材質	岩棉		
	安全裝置	自我診斷功能、溫度異常，過熱、斷線、電源、開關		
送風馬達		1/16HP	1/16HP	1/8HP
規格	內部尺寸	W300*D300*H300mm	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W500*D420*H700mm	W650*D550*H810mm	W780*D610*H950mm
	內容積	27L	72L	150L
	電源	110V/220V	110V/220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	15A/7.5A	15A/15A	15A
	重量	約 45kg	約 65kg	約 85kg
附屬品	高、低活動棚板固定架	棚板二片(鋼條狀)		

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、溫度精確性高、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 溫度控制器選擇：多段程式型溫度表

高溫熱風循環烘箱 Cyclic Oven



規格說明：

型式		JHO-45	JHO-60
方式		強制送風循環	
性能	使用溫度範圍	100°C~500°C(常用溫度 450°C 以內)	
	溫度控制穩定度	±0.1°C	
	均溫性	±0.3°C	
構成	內外箱材質	內箱 SUS 430 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板烤漆	
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D，S.S.R 控制	
	溫度表示方式	紅色 LED 數字顯示	
	測溫體	K(電熱偶)	
	送風方式	垂直送風	
	安全裝置	馬達保護開關，自我診斷超溫保護	
送風馬達		1/8HP	1/4HP
規格	內部尺寸	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W650*D620*H900mm	W810*D720*H1000mm
	內容積	72L	150L
	電源	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	18A	27A
	重量	約 70kg	約 100kg
附屬品：棚板及固定架		棚板二片(鋼條狀)	

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、溫度精確性高、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 註明事項：標準配備以外加裝附屬品項目：
 - A. 計時器：99H59M
 - B. 觀測窗：尺寸 W280*280mm

高溫爐 Muffle Furnace



規格說明：

溫度範圍：1200°C 常用 1100°C

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D 自動演算功能

雙字幕顯示、精度±0.2C%

測溫體：K type

發熱體：加熱線，JH-1 爐內兩面加熱；其他三面加熱

箱體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆及耐高溫漆

保溫：陶瓷棉、保溫磚、雙重保溫

型式	JH-1	JH-2	JH-3	JH-4	JH-5	JH-6
容積	2 L	6.7 L	16 L	8 L	27 L	64 L
內部尺寸	HWD 10*10*20cm	HWD 15*15*30cm	HWD 20*20*40cm	HWD 20*20*20cm	HWD 30*30*30cm	HWD 40*40*40cm
外部尺寸	HWD 49*33*48cm	HWD 63*42*58cm	HWD 65*46*62cm	HWD 62*46*43cm	HWD 81*62*58cm	HWD 100*68*69cm
電壓電流	220V 10A	220V 12A	220V 25A	220V 12A	220V 26A	220V 45A

※ 規格尺寸接受訂製及 1500°C、1700°C 超高溫爐，溫度控制可加裝多段程式控制器。可於頂板開口做抽風裝置。

電汽烘箱 Oven

規格說明：

型號	RUD-302	RUD-452	RUD-453	RUD-602	RUD-603
內部尺寸	WHD 30*30*30cm	W450*H400*D400mm		W500*H600*D500mm	
外部尺寸	WHD 41*60*43cm	W600*H740*D550mm(含門及把手)		W650*H930*D640mm(含門及把手)	
內容量	27L	72L		150L	
溫度範圍	RT5°C~200°C	RT5°C~200°C	RT60°C~300°C	RT5°C~200°C	RT60°C~300°C
精確度	±0.5°C				
分布溫度	±5°C				
溫度控制	微電腦 P.I.D.自動演算功能				
柵板	2 片 (鍍鋅鋼條式)				
材質	內為不銹鋼.外為 SECC 防銹鋼板烤漆				
電流	10A	1.7KW(12A)	2KW(12A)	2KW(12A)	2.4KW(15A)
電壓	一般皆為 110V/60Hz (如需不同電壓請訂購時告知)				




加溫時間短，溫差小，操作方便，利用空氣自然對流。

※ 各種生產製造、加工、橡膠、紙類需要烘烤、熟化、回火、預熱之場合

見誠科技有限公司 <http://www.kkk.com.tw/>

宏濬儀器有限公司 <http://www.hplc.com.tw/>

真空烘箱 Vacuum Drying Oven



規格說明：(無送風馬達及真空幫浦需另購)

溫度範圍：室溫 40°C~200°C

溫度控制器：微電腦 P.I.D.自動演算功能

溫度表示方式：觸控方式，LED 數字顯示

溫度穩定度：±0.1°C

溫度設定方式：觸控方式，LED 數字顯示

溫度測溫體：K(電熱偶)

內、外箱材質：內箱 SUS 304 不鏽鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆

觀測窗：耐高壓；高溫安全強化玻璃

真空度計：範圍 0~760mmHg

斷熱材料：岩棉保溫、效果佳

安全裝置：自我診斷功能、溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關

門沿迫緊：耐高溫矽膠、不變形、氣密性佳

附 件：棚板均附 2 片

型式	容積	內部尺寸 WxDxH	外部尺寸 WxDxH	電壓	電流
JOV-20	8 L	20*20*20cm	48*38*38cm	110V/220V	現場實測
JOV-30	27 L	30*30*30cm	45*45*70cm	110V/220V	8A/5A
JOV-40	64 L	40*40*40cm	60*55*85cm	110V/220V	15A/8A
JOV-60	150 L	60*50*50cm	85*70*105cm	220V	17A

※ 型號 JOV-60 有附輪子，JOV-20、JOV-30、JOV-40 則無輪子。

※ 特性：溫度準確、耐用、外型美觀、真空度保持佳功能多、操作簡單。

※ 註明：接受各種尺寸大小訂製。

恆溫培養箱 Incubator



規格說明：(無送風馬達)

溫度範圍：室溫加 5°C~60°C

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D 自動演算功能、雙顯示

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1°C

溫度穩定度：±0.5°C

溫度測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

加熱器：加熱絲

攪拌幫：電源保護開關、超溫保護器

材質：內箱 SUS 430 不銹鋼板、外鍍鋅鋼板粉體烤漆、附玻璃觀測窗

用途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用

型式	DB-72	DB-150	DB-420
內部尺寸	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm	W700*D500*H1200mm
外部尺寸	W560*D510*H690mm	W710*D620*H770mm	W810*D720*H1550mm
容量	72L	150L	420L
加熱器	350W	700W	1600W
電源	110V/220V 3A	110V/220V 3A	110V/220V 12A
附屬品	內附安全玻璃觀測門	內附安全玻璃觀測門	門沿加裝觀測窗
	活動式棚架 2 片	活動式棚架 2 片	活動式棚架 5 片

※ 註明：接受各種大小訂製。

低溫恆溫培養箱 Low Temperature Incubator



規格說明：

溫度範圍：-10℃~+60℃(常用溫度 15℃~55℃)

溫度控制器：微電腦 P.I.D 自動演算功能、雙顯示

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1℃

溫度穩定度：±0.1℃(常用溫度 15℃~55℃)

測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

材質：內箱 SUS 304 不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆

冷卻系統：全密閉式壓縮機、安靜無聲

保溫：PU 發泡材質保溫、保冷性佳

循環裝置：微風方式送風循環，使內部溫度分布均勻

保護裝置：電源保溫開關、超高溫保護器

用途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用

型 式	JBL-30	JBL-45	JBL-60	JBL-270	JBL-420	JBL-580
內部尺寸 W*D*H (mm)	300*300*350	450*400*400	600*500*500	600*500*900	700*500*1200	700*620*1400
外部尺寸 W*D*H (mm)	420*520*650	560*620*780	710*730*880	720*750*1500	810*720*1720	820*850*1900
容量	27L	72L	150L	270L	420L	580L
加熱器	500W	750W	800W	800W	1000W	1200W
冷凍機	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/3HP	1/3HP	1/2HP
電源	110V 10A	110V/220V 10A/8A	110V/220V 12A/11A	110V/220V 15A/11A	110V/220V 15A/12A	110V/220V 15A/14A
附屬品	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 5 片	活動棚架 5 片

※ 註明：本公司另有製造-10℃以下或超低溫培養箱，歡迎洽詢。

迴旋式震盪恆溫培養箱 Orbital Shaker Incubator



規格說明：

型式	JS-430	JSL-430	JS-530	JSL-530
溫度範圍	室溫加 5°C~60°C	0°C~60°C(常用溫度 5~50°C)	室溫加 5°C~60°C	0°C~60°C(常用溫度 5~50°C)
溫度控制器	微電腦 P.I.D.自動演算功能，兩組字幕窗同時雙顯示			
溫度精度	±0.1°C			
振盪速度	10~250rpm.無段式可調整，電子 IC 回饋式控制			
振幅	26mm			
冷凍機	—————	1/6HP 無聲壓縮機	—————	1/4HP 無聲壓縮機
循環裝置	微風扇循環，使內部溫度分布均勻			
安全裝置	緩慢啟動安全裝置			
震盪馬達	省電型無碳刷馬達，馬力足、體積小			
內箱尺寸	W450*D400*H400mm	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm	W600*D500*H500mm
外箱尺寸	W570*D610*H720mm	W570*D650*H820mm	W710*D720*H830mm	W710*D730*H940mm
振盪器	W390*D340mm	W390*D340mm	W540*D440mm	W540*D440mm
電源	110V 5A	110V 10A	110V/220V 12A/10A	110V/220V 14A/10A
燒杯容量	250cc*12 支/500cc*6 支/1000cc*4 支		250cc*20 支/500cc*12 支/1000cc*6 支/2000cc*2 支	