


經濟型烘箱 Oven



規格說明：

型式		JA-27	JA-72	JA-150
方式		強制送風循環 (垂直送風)		
性能	使用溫度範圍	40°C~200°C(常用溫度 190°C以內)或 50°C~300°C(常用溫度 260°C以內)		
	均溫性	±3%		
	溫度控制精度	±0.1°C		
構成	內外箱材質	內材 SUS 430 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D.自動演算型溫度表 S.S.R 控制		
	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示(同時顯示)		
	溫度表示方式	LED 數字顯示(同時雙顯示)		
	測溫體	K(熱電偶)		
	保溫材質	岩棉		
	安全裝置	自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線、電源、開關		
送風馬達		1/16HP	1/16HP	1/8HP
規格	內部尺寸	W300*D300*H300mm	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W450*D450*H700mm	W560*D560*H770mm	W710*D660*H950mm
	內容積	27L	72L	150L
規格	電源	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	10A	14A	10A
	重量	約 40kg	約 60kg	約 80kg
附屬品	高、低活動棚板固定架	棚板二片(鋼條狀)		

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 註明事項：標準配備以外加裝附屬品項目：
 - A. 計時器：電子數字顯示型 1-999 分(或 99.99 分)
 - B. 觀測窗：尺寸 W280*280mm
 - C. 溫度控制器選擇：多段程式型溫度表