

液相層析儀 High Performance Liquid Chromatography

毛細管電泳用紫外光/可見光檢測器 ECOM[®] UV/VIS Detector for CE



| 型號 | ECD2600 CE | ECD2800 CE |
|-------|--------------|--------------|
| 光源 | 氙燈 | 氙燈、鹵素燈 |
| 波長範圍 | 190 ~ 600 nm | 190 ~ 800 nm |
| 光譜帶寬 | 6nm | |
| 波長精確性 | ±1nm | |
| 波長再現性 | ±0.5nm | |

分析級光二極陣列式檢測器 ECOM[®] Analytical UV-VIS PDA Detector



| 型號 | ECDA2800 |
|-------|------------|
| 光源 | 氙燈、鹵素燈 |
| 波長範圍 | 200~800 nm |
| 光譜帶寬 | 10nm |
| 波長精確性 | ±1nm |
| 波長再現性 | ±0.5nm |

分析級紫外光/可視光檢測器 ECOM[®] Analytical UV Detector



| 型號 | ECD2600 | ECD2800 |
|-------|--------------|--------------|
| 光源 | 氙燈 | 氙燈、鹵素燈 |
| 波長範圍 | 190 ~ 600 nm | 190 ~ 800 nm |
| 光譜帶寬 | 6nm | |
| 波長精確性 | ±1nm | |
| 波長再現性 | ±0.5nm | |

液相層析儀 High Performance Liquid Chromatography

二極光體陣列式檢測器 ECOM[®] PDA UV/VIS Detector



| 型號 | FLASH 14 DAD 400 DETECTOR | FLASH 14 DAD 600 DETECTOR | FLASH 14 DAD 800 DETECTOR |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 光源 | 氙燈 | | 氙燈、鹵素燈 |
| 波長範圍 | 200 ~ 400nm | 200 ~ 600nm | 190 ~ 840nm |
| 掃描範圍 | 200~400nm, 5 Hz, 增量 1nm | 200~600nm, 5 Hz, 增量 1nm | 200~800nm, 5 Hz, 增量 3nm |
| 波長帶寬 | 8nm | | 10nm |
| 波長精確性 | ±1nm | | |
| 波長再現性 | ±0.5nm | | |
| PDA 支援 3D 測量 | | | |



| 型號 | FLASH 10 DAD 400 DETECTOR | FLASH 10 DAD 600 DETECTOR | FLASH 10 DAD 800 DETECTOR |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 光源 | 氙燈 | | 氙燈、鹵素燈 |
| 波長範圍 | 200 ~ 400nm | 200 ~ 600nm | 190 ~ 840nm |
| 波長帶寬 | 8nm | | 10nm |
| 波長精確性 | ±1nm | | |
| 波長再現性 | ±0.5nm | | |
| 四路 1V 模擬輸出，用於積分器靈敏度切換 | | | |