

液相層析儀 High Performance Liquid Chromatography

分析級、製備級液體輸送幫浦 ECOM[®] Analytical HPLC Pump



型號	ECP 2010	ECP 2050	ECP 2100	ECP 2300
流路數量	單一流路			
流速範圍	0.01 ~ 10.00 ml/min	0.01 ~ 50.0 ml/min	0.01 ~ 100.0 ml/min	0.1 ~ 300 ml/min
壓力範圍	0 ~ 40 MPa (0 ~ 5800 psi)	0 ~ 30 MPa (0 ~ 4350 psi)	0 ~ 15 MPa (0 ~ 2176 psi)	0 ~ 7.5 MPa (0 ~ 1015 psi)
流速精確度	±2%			
壓力精確度	±2%			
幫浦頭材質	不銹鋼雙幫浦頭			



型號：KAPPA 10
 流速範圍：0.01 ~ 10 ml/min
 壓力範圍：40 MPa (超過 2 ml/min), 20 MPa (2.01~10 ml/min)
 流速精確度：±1%
 流速控制精度：±5%
 面板顯示：流量
 尺寸：185 x 150 x 200 mm



型號：KAPPA 10PP
 流速範圍：0.01 ~ 9.99 ml/min
 壓力範圍：40 MPa (超過 2 ml/min), 20 MPa (2.01~9.99 ml/min)
 流速精確度：±2%
 壓力精確度：±2%
 面板顯示：流量、壓力、壓力單位轉換
 尺寸：185 x 150 x 200 mm