

恆溫培養箱 Incubator



規格說明：(無送風馬達)

溫度範圍：室溫加 5°C~60°C

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D 自動演算功能、雙顯示

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1°C

溫度穩定度：±0.5°C

溫度測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

加熱器：加熱絲

攪拌幫：電源保護開關、超溫保護器

材質：內箱 SUS 430 不銹鋼板、外鍍鋅鋼板粉體烤漆、附玻璃觀測窗

用途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用

型式	DB-72	DB-150	DB-420
內部尺寸	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm	W700*D500*H1200mm
外部尺寸	W560*D510*H690mm	W710*D620*H770mm	W810*D720*H1550mm
容量	72L	150L	420L
加熱器	350W	700W	1600W
電源	110V/220V 3A	110V/220V 3A	110V/220V 12A
附屬品	內附安全玻璃觀測門	內附安全玻璃觀測門	門沿加裝觀測窗
	活動式棚架 2 片	活動式棚架 2 片	活動式棚架 5 片

※ 註明：接受各種大小訂製。