

紅外線滅菌器 Infrared Sterilizer



紅外線滅菌器採用紅外線熱能滅菌，因其使用方便、操作簡單、無明火、不怕風、使用安全，取代傳統酒精燈，可廣泛應用於生物安全櫃、實驗工作臺、抽風機旁、移動車上等環境中進行微生物實驗。

ChromTech® 紅外線滅菌器特點：

1. 接種環或針消毒滅菌安全、方便，完全替代酒精燈。
2. 加熱孔內溫度可達到 800°C 以上，殺菌只需要 5 到 7 秒。
3. 加熱主體可以調節角度，使操作更加方便。
4. 體積小，重量輕，操作簡便；儀器美觀、易清潔，使用年限長。
5. 該裝置可以用於厭氧室中。
6. 在陶瓷漏斗管道的深處灰化有機物質，防止傳染性濺污和交叉污染。

規格說明：

產品型號	IS-800	IS-900
中心區最高溫度	825°C ± 50°C	
待機保持溫度	480°C	
加熱速度	20 min 加熱到最高溫度	
可調角度	75°~120°	
最大消毒物品外徑	φ 14mm	φ 35mm
加溫區總長	140mm	100mm
功率	135W	350W
外形尺寸	W87 x D151 x H160mm	W92 x D101 x H170mm
淨重	1.0Kg	1.1Kg