

# 低溫恆溫培養箱 Low Temperature Incubator



## 規格說明：

溫度控制器：微電腦 P.I.D 自動演算功能、雙顯示

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1°C

溫度穩定度：±0.1°C

測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

材質：內箱 SUS 304 不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆

冷卻系統：全密閉式壓縮機、安靜無聲

保溫：PU 發泡材質保溫、保冷性佳

循環裝置：微風方式送風循環，使內部溫度分布均勻

保護裝置：電源保溫開關、超高溫保護器

用途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用

型 式	JBL-30	JBL-45	JBL-60	JBL-270	JBL-420	JBL-580
溫度範圍	-0°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C
常用溫度	15°C~50°C	15°C~+50°C	15°C~+50°C	15°C~+50°C	15°C~+50°C	15°C~+50°C
內部尺寸 W*D*H (mm)	300*300*350	450*400*400	600*500*500	600*500*900	700*500*1200	700*620*1400
外部尺寸 W*D*H (mm)	420*520*650	560*620*780	710*730*880	720*750*1500	810*720*1720	820*850*1900
容量	27L	72L	150L	270L	420L	580L
加熱器	500W	750W	800W	800W	1000W	1200W
冷凍機	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/3HP	1/3HP	1/2HP
電源	110V 10A	110V/220V 10A/8A	110V/220V 12A/11A	110V/220V 15A/11A	110V/220V 15A/12A	110V/220V 15A/14A
附屬品	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 5 片	活動棚架 5 片

※ 註明：本公司另有製造-10°C 以下或超低溫培養箱，歡迎洽詢。