

迷你試管器 Mini Dry Bath Incubator



ChromTech® 迷你試管器特點：

MDBH/MDBC 系列迷你試管器是採用微晶片控制半導體製冷或加熱膜加熱的恆溫試管器產品，可適用於車輛電源的掌上型恆溫金屬浴器。體積特小，重量輕，移動方便，適合各種場合使用。100 I 系列產品還擁有了 PCR 熱蓋技術，增加了防蒸發功能。外觀設計獨特，體積小巧，重量輕，移動方便，適合各種場合使用。

1. 溫度同步顯示，設定時間遞減顯示，內置溫度偏差效準功能。
2. 自動故障檢測及警報器警示功能。
3. 24V 直流電源輸入，內置超溫保護裝置，安全穩定
4. 多種模塊便捷更換，便於清潔和消毒。

規格說明：

產品型號	MDBH-100 (加熱型)	MDBH -100 I (加熱型)	MDBC-100 (製冷型)	MDBC-100 I (製冷型)
溫度控制範圍	室溫+5°C~100°C		0°C~100°C	
升溫時間	≤ 15min(從 20°C 升至 100°C)			
溫度穩定性@100°C	≤ ±0.5°C			
溫度顯示精確度	0.1°C			
最長定時	0~999min			
最高溫度	100°C			
最大功率	60W		120W	
降溫時間	自然冷卻		≤ 30min 室溫降低 20°C	
產品重量	≤ 1kg		≤ 1.4kg	
是否帶熱蓋	否	是	否	是
隨機配置模塊	型號 MINI-C			

MINI 系列可更換模塊：

型號	孔徑	試管數	備註
MINI-A	0.2ml 離心管	40×0.2ml	可適用 8×0.2ml 排管
MINI-B	0.5ml 離心管	32×0.5ml	
MINI-C	1.5ml 離心管	15×1.5ml	
MINI-D	2.0ml 離心管	15×2.0ml	
MINI-E	比色皿專用	8-12.5×12.5mm	
MINI-F	15ml 離心管	4 x 15ml	無法關閉蓋子，請選用無熱蓋機型
MINI-G	50ml 離心管	2 x 50ml	無法關閉蓋子，請選用無熱蓋機型
MINIP-A	∅ 10mm	15	無法關閉蓋子，請選用無熱蓋機型
MINIP-B	∅ 12mm	12	無法關閉蓋子，請選用無熱蓋機型
MINIP-C	∅ 15mm	6	無法關閉蓋子，請選用無熱蓋機型
MINIP-D	∅ 16mm	6	無法關閉蓋子，請選用無熱蓋機型
MINIP-E	∅ 9mm	18	無法關閉蓋子，請選用無熱蓋機型