

# 高溫爐 Muffle Furnace



## 規格說明：

溫度範圍：1200°C 常用 1100°C

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D 自動演算功能

雙字幕顯示、精度±1%

測溫體：K type

發熱體：加熱線，JH-1 爐內兩面加熱；其他三面加熱

箱體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆及耐高溫漆

保溫：陶瓷棉、保溫磚、雙重保溫

型式	JH-1	JH-2	JH-3	JH-4	JH-5	JH-6
容積	2 L	6.7 L	16 L	8 L	27 L	64 L
內部尺寸	HWD 10*10*20cm	HWD 15*15*30cm	HWD 20*20*40cm	HWD 20*20*20cm	HWD 30*30*30cm	HWD 40*40*40cm
外部尺寸	HWD 49*33*48cm	HWD 63*42*58cm	HWD 65*46*62cm	HWD 62*46*43cm	HWD 81*62*58cm	HWD 100*68*69cm
電壓電流	220V 10A	220V 12A	220V 25A	220V 12A	220V 26A	220V 45A

※ 規格尺寸接受訂製及 1500°C、1700°C 超高溫爐，溫度控制可加裝多段程式控制器。可於頂板開口做抽風裝置。

# 電汽烘箱 Oven

## 規格說明：

型號	RUD-302	RUD-452	RUD-453	RUD-602	RUD-603
內部尺寸	WHD 30*30*30cm	W450*H400*D400mm		W500*H600*D500mm	
外部尺寸	WHD 41*60*43cm	W600*H740*D550mm(含門及把手)		W650*H930*D640mm(含門及把手)	
內容量	27L	72L		150L	
溫度範圍	RT5°C~200°C	RT5°C~200°C	RT60°C~300°C	RT5°C~200°C	RT60°C~300°C
精確度	±0.5°C				
分布溫度	±5°C				
溫度控制	微電腦 P.I.D.自動演算功能				
柵板	2 片 (鍍鋅鋼條式)				
材質	內為不銹鋼.外為 SECC 防銹鋼板烤漆				
電流	10A	1.7KW(15A)	2KW(18A)	2KW(15A)	2.4KW(21A)
電壓	一般皆為 110V/60Hz (如需不同電壓請訂購時告知)				



加溫時間短，溫差小，  
操作方便，利用空氣自然對流。

※ 各種生產製造、加工、橡膠、紙類需要烘烤、熟化、回火、預熱之場合

見誠科技有限公司 <http://www.kkk.com.tw/>

宏濬儀器有限公司 <http://www.hplc.com.tw/>