

多用途震盪混合器 Multipurpose Mixer

ChromTech® 多用途震盪混合器特點：

MM-3000 多用途震盪混合器能夠適用於多種混合和漩渦震盪操作，它不但能混合各種微量管、PCR 板、深孔板和微孔板等實驗室常用耗材，還具備 Vortex 漩渦震盪各種試管的功能。

適用於 PCR 反應製備-沉澱重懸(如細菌、DNA、細胞培養沉澱)；培養;ELISA (酵素免疫分析)；蛋白染色定量（如 Bradford、Lowry、BCA）；基因分析（如 β - 半乳糖苷酶、螢光素酶分析）；酵素反應預混；漩渦震盪各種試管。

ChromTech® MM-3000 多用途震盪混合器：

震盪混合轉速：300~3,000 rpm (10rpm 遞增)

Vortex 試管震盪轉速：3,500 rpm

定時範圍: 15 秒 ~ 99 小時 59 分鐘，可連續運轉

振幅：3mm

尺寸：270*190*170mm

重量：4.5kg

功率：45W

電源：100V~230V，50-60Hz



三種工作模式：

● Vortex 漩渦震盪

適用各種類型的試管



● 直接放入工作板-震盪混合

96 孔 PCR 板

384 孔 PCR 板

96 孔和 384 孔深孔板

MTP 微孔板，酶標板



● 使用微量離心管支架-震盪混合

MIX-A：96 x 0.2ml 離心管支架

MIX-B：24 x 0.5ml 離心管支架

MIX-C：24 x 1.5/2.0ml 離心管支架



ChromTech® Vortex-2800 震盪混合器：

震盪方式：圓周震盪

周轉直徑：4.5 mm

震盪量：Max. 50 ml (單試管)

轉速：0 ~ 2,800 rpm

外形尺寸：110 x 70 mm

重量：1.5 kg

功率：15W

電源：90V~230V，50-60Hz



ChromTech® Vortex-2800 震盪混合器特點：

- 1、震盪容器最大直徑為 30mm，可用於震盪試管、離心管、混合效果顯著。
- 2、外殼及試管底座為塑膠製成，耐化學腐蝕，加厚底座，放置更穩固，
- 3、轉速可調整滿足更多混合要求。

見誠科技有限公司 <http://www.kkk.com.tw/>

宏濬儀器有限公司 <http://www.hpplc.com.tw/>