

桌上型酸鹼度計 PH Meter



PH-14桌上型酸鹼度計產品特色：

1. 採用LCD液晶顯示
2. 具有手動溫度補償功能
3. 可一點或兩點校準
4. 可測量pH、mV(ORP)



PH-20桌上型酸鹼度計產品特色：

1. 採用大螢幕LCD液晶顯示
2. 自動識別3種標準緩衝溶液
3. 三點校準，具有手動、自動溫度補償功能
4. 可測量pH、溫度、mV(ORP)
5. 配備USB通訊介面及連接電腦資料擷取軟體

型號		PH-14	PH-20
測定範圍	pH	0.00 ~ 14.00 pH	-2.00 ~ 19.99 pH
	ORP	0 ~ 1599mV	0 ~ ±1999mV
	溫度	—	0.0~80°C
解析度	pH	0.01pH	0.01pH
	ORP	1 mV	1 mV
	溫度	—	0.1°C
精密度	pH	± 0.02pH ± 1digit	± 0.01pH ± 1digit
	ORP	± 1%FS	± 1mV ± 1digit
	溫度	—	0.1°C
溫度補償		手動補償(0.0~60°C)	自動補償(0.0~80°C) / 手動補償
標準緩衝溶液認可		—	4.00pH、6.86pH、9.18pH
顯示幕		LCD液晶顯示	LCD液晶顯示
電源		DC12V,1.0A	DC12V,1.0A
外觀尺寸		220 X 160 X 65mm	290 X 210 X 95mm
主體重量		1.5Kg	1.5Kg