

精密烘箱 Precision Oven



規格說明：

型式		JB-27	JB-72	JB-150
方式		強制送風循環(水平式)		
性能	使用溫度範圍	40°C~300°C(常用溫度 260°C 以內)		
	均溫性	±2%		
	溫度控制精度	±0.1°C		
構成	內外箱材質	內材 SUS 430 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D 自動演算型溫度表 S.S.R 控制		
	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示		
	溫度表示方式	LED 數字顯示(同時雙顯示)		
	測溫體	Pt 白金測溫體		
	觀測窗	雙層安全強化玻璃 5m/m 厚，尺寸 W280*H280mm		
	計時器	數字顯示型，計時一到自動切斷電源，時間 99H59M		
	保溫材質	岩棉		
	安全裝置	自我診斷功能、溫度異常，過熱、斷線、電源、開關		
送風馬達		1/16HP	1/16HP	1/8HP
規格	內部尺寸	W300*D300*H300mm	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W500*D420*H700mm	W650*D550*H810mm	W780*D610*H950mm
	內容積	27L	72L	150L
規格	電源	110V/220V	110V/220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	15A/7.5A	15A/15A	15A
	重量	約 45kg	約 65kg	約 85kg
附屬品	高、低活動棚板固定架	棚板二片(鋼條狀)		

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、溫度精確性高、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 溫度控制器選擇：多段程式型溫度表