

震盪恆溫水槽 Shaker Bath

迴旋式震盪恆溫水槽



規格說明：

溫度範圍：室溫加 5°C~60°C
 溫度穩定度：±0.05°C
 溫度控制：微電腦 P.I.D.自動演算功能溫度控制器
 溫度設定：觸控方式 LED 數字顯示 0.1°C
 溫度表示：觸控方式 LED 數字顯示 0.1°C
 測溫體：Pt100Ω白金測溫棒
 加熱器：不鏽鋼管型、加熱、壽命長
 振盪速度：10~400rpm 無段式調整，IC 電子回饋式控制無聲馬達、慢速啟動，並附有轉速表指示，三點重力平衡鐘，運轉時平穩。
 振 幅：1 英寸。
 水槽尺寸：W46*D36*H19cm
 燒杯容量：250cc 12 支、500cc 9 支、1000cc 6 支，請選擇一種。
 外觀尺寸：W60*D53*H46cm
 材 質：槽內、震盪盤、夾具均為不銹鋼製、外觀為鍍鋅鋼板烤漆。
 用 途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用。
 ※註明：使用溫度如需要低溫，請另購投入式冷卻器試管彈簧夾及屋頂型蓋。



往復式震盪恆溫水槽

型式	WBS-S	WBS-M	WBS-L
溫度範圍	室溫加 5°C~98°C		0°C~60°C(低溫型)
溫度控制器	微電腦 P.I.D.自動演算功能，兩組字幕窗設定值，實際值同時雙顯示		
溫度穩定度	±0.1°C		
攪拌	利用震盪及槽內幫浦攪拌		
馬達及冷凍	1/16 HP	1/16 HP	1/4 HP 無聲壓縮機
震盪速度	10~250r.p.m.無段式可調整、電子 IC 回饋式控制，並附有轉速表		
振幅	固定 0.5"		
馬達	省電型無碳刷馬達，馬力足、體積小		
內槽尺寸	W490*D295*H150mm	W590*D360*H200mm	W590*D360*H200mm
外部尺寸	W720*D340*H350mm	W820*D420*H310mm	W820*D420*H600mm
振盪器	W300*D210mm	W400*D300mm	W400*D300mm
電源	110V/220V 13A/14A	110V/220V 14A/7A	110V/220V 20A/10A
燒杯容量	125ml 12 支 500ml 4 支 250ml 6 支 1000ml 2 支 選擇一種	125ml 15 支 500ml 6 支 250ml 12 支 1000ml 4 支 選擇一種	125ml 15 支 500ml 6 支 250ml 12 支 1000ml 4 支 選擇一種

※ 註明：另購項目 試管用彈簧夾 屋頂型蓋。