

震盪器 Shaker



旋轉震盪器



翹板震盪器

震盪器選購配件：



UP-12 可調燒瓶架 P12-100 錐形瓶架 P6-250 錐形瓶架 PW-260 彈簧托盤 PP-4 托盤 PP-4A 雙層托盤 SPD-GS 粘板

ChromTech® 震盪器特點：

震盪器適用於不同領域的多種混勻工作，適用於生物學，微生物學和實驗分析等領域。是一款可以直接放在室內或培養箱內使用的臺式震盪器，實驗室樣品瓶，如培養皿、三角瓶和培養瓶都可以放在上面震盪。

1. 轉速可調，功能多樣，緩和的震盪適用於不同領域的多種混勻工作。適合冷凍室使用。
2. 外觀簡潔大方，LED 顯示轉速和時間，操作面板清爽而簡單，不易出錯。流線型機身方便清潔。
3. 設有定時功能，1 分鐘~100 小時範圍內任意設定，時間控制器可自動報警，實現無人操作。
4. 直流無刷電機驅動，長壽命，免保養，安靜穩定無噪音。
5. 可更換不同容器的載物台，備有錐形燒瓶架、可調燒瓶架、通用托盤可供選配。

規格說明：

產品型號	OS-20	OS-30	SH-25	SH-50
震盪方式	旋轉震盪	旋轉震盪	翹板震盪(單層)	翹板震盪(雙層)
震盪幅度	直徑 20mm	直徑 30mm	10 度/上下 25mm	10 度/上下 25mm
轉速	50~300rpm	50~250rpm	10~80rpm	10~80rpm
定時範圍	1min~100 小時			
最大載重	2KG			
工作環境溫度	4~45°C			
電壓	AC110V			
外型尺寸	284x264x100mm			284x264x124mm