

# 電動攪拌器 Stirring Mixer



## 產品特點：

- 1、LED 即時顯示轉速和扭矩，方便準確讀數，操作方便。
- 2、精確控制轉速，控制精度 $\pm 3$ rpm；精確顯示轉速真實值/設定值。
- 3、恒定轉速，可根據樣品粘度變化自動調整扭矩，保持設定轉速。
- 4、封閉式外殼阻止液體濺入機器內部腐蝕電路，保障安全運行。
- 5、超載保護和電機保護，出現超載、短路和速度異常等情況時自動切斷電路，保障運轉安全。
- 6、可實現順時針逆時針攪拌互換模式，攪拌效果更佳。
- 7、攪拌槳可選擇配置一字式、離心式、螺旋槳式、扇片式。

## 規格說明：

產品型號	MS-130
轉速(rpm)	50 ~ 2200 rpm
定時範圍	30 s ~ 999 min
最大攪拌量(H <sub>2</sub> O)	40 L
功率(W)	130 W
外型尺寸	W83 x D220 x H186mm



## 產品特點：

- 1、採用無刷直流電機驅動，穿透式攪拌軸。
- 2、單晶片編碼器控制轉速穩定。
- 3、旋鈕式設定轉速，液晶數字顯示實際運作轉速。

## 規格說明：

產品型號	MYP-50	MYP-100	MYP-150	MYP-250
功率(W)	50 W	100 W	150 W	250 W
最大攪拌量(H <sub>2</sub> O)	10 L	30 L	45 L	70 L
轉速(rpm)	50 ~ 1400 rpm			
外型尺寸	185 × 85 × 190 mm			